


## Anti-Dnmt3A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y6K1

商品番号: CM0002681



### 前書き

DNMT3Aに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。DNMT3Aは、発生中のゲノム全体のメチル化パターン形成に不可欠なデノボDNAメチル化酵素です。ヒト反応性について検証済みであり、エピジェネティクス研究を支援します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 製品名         | [KO Validated] DNMT3A Rabbit mAb              |
| 備考/別名       | TBR5; HESJAS; DNMTMT3A2; M.HsaIHA; 3A         |
| 種           | ヒト                                            |
| GeneID (ヒト) | 1788                                          |
| 免疫原         | ヒトDNMT3A (Q9Y6K1) のアミノ酸550-650内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                     |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト                                            |
| SWISS       | Q9Y6K1                                        |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                        |
| 配送          | アイスバッグ                                        |