


抗Dnmt3Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y6K1

商品番号: CM0030415



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルDNMT3A抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム研究・DNAメチル化研究に最適です。SWISS: Q9Y6K1。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT3A Rabbit pAb
備考/別名	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIII; DNMT3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1788
GeneID	1788
免疫原	ヒトDNMT3A (NP_072046.2) のアミノ酸500～700番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K1
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋