

抗Dnmt3Bポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9Ubc3

商品番号: CM0018376



前書き

ヒトDNMT3Bに対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。発生過程におけるde novo DNAメチル化および遺伝子サイレンシング研究に不可欠。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT3B ウサギpAb
備考/別名	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1789
遺伝子ID	1789
免疫原	ヒトDNMT3B (NP_008823.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UBC3
タンパク質重量	96kDa
配送	アイスバッグ