

## Wb、Chip、Elisa用 抗Dnmt3B ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ubc3

商品番号: CM0008016



### 前書き

ヒトDNMT3B（SWISS Q9UBC3）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、ChIP、ELISAアプリケーション用。DNMT3Bは、発生過程におけるメチル化パターンの確立と反復配列のサイレンシングに重要なデノボDNAメチルトランスフェラーゼです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | DNMT3B ウサギmAb                                          |
| 備考/別名      | ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB                            |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 1789                                                   |
| 遺伝子ID      | 1789                                                   |
| 免疫原        | ヒトDNMT3B (NP_008823.1)のアミノ酸206-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                              |
| 適用         | WB, ChIP, ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                                     |
| SWISS      | Q9UBC3                                                 |
| タンパク質分子量   | 96kDa                                                  |
| 発送         | 保冷バッグ                                                  |