

Anti-Dnmt3B ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - Q9Ubc3

商品番号: CM0026465



前書き

WB, IF/ICC,

ELISAで検証済みの高品質DNMT3Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの組織中のDNMT3Bを検出します。発生過程におけるDNAメチル化のエピジェネティクス研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT3B Rabbit pAb
備考/別名	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1789
遺伝子ID	1789
免疫原	ヒトDNMT3B (NP_008823.1) のアミノ酸345-475に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBC3
タンパク質分子量	96kDa
配送	アイスバック