

ウエスタンブロッティング、Elisa用抗Dnmt3Lポリクローナル抗体 - Q9Ujw3

商品番号: CM0013975



前書き

DNAメチル化の重要な制御因子であるヒトDNMT3Lを標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。エピゲノム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT3L ウサギpAb
備考/別名	DNMT3L
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	29947
GeneID	29947
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDNMT3L (NP_787063.1)のアミノ酸151-386番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UJW3
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤