

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dnmt3L ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ujw3

商品番号: CM0021301



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗DNMT3L抗体。ヒト、マウス、ラットのDNMT3L（44kDa）を検出します。DNMT3Lは、de novo DNAメチル化およびエピジェネティックな再プログラミングの主要な調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT3L ウサギ pAb
備考/別名	DNMT3L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29947
GeneID	29947
免疫原	合成ペプチド ヒトDNMT3L (NP_787063.1)のアミノ酸100-200に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJW3
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ