

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dnph1 ウサギ モノクローナル抗体 - O43598

商品番号: CM0004103



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのDNPH1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのDNPH1（19 kDaのヌクレオチドサルベージ酵素でhmdUMPを加水分解し、ゲノム損傷を防ぐ）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNPH1 ウサギ mAb
備考/別名	RCL; C6orf108; dj330M21.3; DNPH1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10591
GeneID	10591
免疫原	合成ペプチド：ヒトDNPH1（O43598）のアミノ酸75-174に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	O43598
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ