


Anti-Dock7ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96N67

商品番号: CM0019599



前書き

ヒトDOCK7（Q96N67）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。DOCK7は、ニューロンの極性化およびアクチン細胞骨格の調節に関与するRac1/3 GEFです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOCK7 Rabbit pAb
備考/エイリアス	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85440
GeneID	85440
免疫原	ヒトDOCK7（NP_001354490.1）のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96N67
タンパク質分子量	243kDa
配送	氷袋