

Anti-Dog-1/Tmem16A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5Xxa6

商品番号: CM0020442

前書き

ヒトDOG-1/TMEM16A

(ANO1)に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。カルシウム活性化塩素チャネル、消化管運動、気道分泌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOG-1/TMEM16A Rabbit pAb
備考/別名	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55107
GeneID	55107
免疫原	ヒトANO1 (NP_060513.5)のアミノ酸40～210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5XXA6
タンパク質分子量	114kDa
発送方法	氷袋