


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Dok1モノクローナル抗体 - Q99704

商品番号: CM0002319



前書き

ヒトDOK1（ドッキングタンパク質1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、およびELISAアプリケーションで検証済みであり、ヒトおよびマウスのサンプルと交差反応性を示します。インスリンシグナル伝達およびインテグリン活性化経路の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOK1 Rabbit mAb
備考/別名	pp62; P62DOK; DOK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1796
GeneID	1796
免疫原	ヒトDOK1 (Q99704) のアミノ酸382-481内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99704
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ