


Anti-Dok1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99704

商品番号: CM0027825



前書き

DOK1（ドッキングタンパクタンパク質1、p62(dok)、pp62）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAについて検証済み。インスリンシグナル伝達およびインテグリン活性化経路を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOK1 Rabbit pAb
備考/別名	pp62; P62DOK; DOK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1796
GeneID	1796
免疫原	ヒトDOK1 (NP_001372.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99704
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ