

Anti-Dok4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tew6

商品番号: CM0016560

前書き

ヒトDOK4 (IRS5)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RETシグナル伝達および神経分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DOK4 Rabbit pAb
備考/別名	IRS5; IRS-5; DOK4
種	ヒト
遺伝子ID	55715
免疫原	ヒトDOK4 (NP_060580.2) のアミノ酸1-326に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEW6
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋