


Wb、Elisa用抗Dok5ポリクローナル抗体 - Q9P104

商品番号: CM0018604



前書き

ヒトDOK5（IRS-6）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットティングおよびELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RETシグナル伝達、神経分化、MAPキナーゼ経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOK5ウサギpAb
備考／別名	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55816
GeneID	55816
免疫原	ヒトDOK5（NP_060901.2）のアミノ酸237～306に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9P104
タンパク質分子量	35kDa
輸送	アイスバッグ