


抗ドーパミンB-

ヒドロキシラーゼ（Dbh）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P09172

商品番号: CM0020404



前書き

ヒトDBHを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ドーパミンからノルアドレナリンへのヒドロキシル化反応の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DBH Rabbit pAb
備考／別名	DBM, ORTHYPI, DBH
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1621
遺伝子ID	1621
免疫原	ヒトDBH（NP_958852.1）のアミノ酸1〜200番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09172
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤