


WbおよびElisa用抗ドーパミンβヒドロキシラーゼウサギモノクローナル抗体 - P09172

商品番号: CM0007298



前書き

ヒトドーパミンβヒドロキシラーゼ（DBH）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。カテコールアミン生合成、神経伝達物質の調節、および関連する疾患メカニズムの研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Dopamine beta Hydroxylase Rabbit mAb
備考/別名	DBM; ORTHYP1; Dopamine beta Hydroxylase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1621
GeneID	1621
免疫原	ヒトドーパミンβヒドロキシラーゼ（NP_000778.3）のアミノ酸100-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09172
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ