


## Wb、Elisa用抗ドーパミン受容体D3（Drd3）ポリクローナル抗体 - P35462

商品番号: CM0017809



### 前書き

ヒトドーパミン受容体D3（DRD3）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに使用できます。マウスおよびラットサンプルの検出に適しています。ドーパミンシグナル伝達、神経精神疾患、オートファジーの研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                            |
|----------|----------------------------------------------|
| 製品名      | ドーパミン受容体D3（DRD3）ウサギpAb                       |
| 備考/別名    | D3DR; ETM1; FET1; ドーパミン受容体D3（DRD3）           |
| 種        | ヒト                                           |
| GeneID   | 1814                                         |
| 免疫原      | ヒトDRD3（NP_000787.2）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来       | ウサギ                                          |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                    |
| アプリケーション | WB、ELISA                                     |
| 交差反応性    | マウス、ラット                                      |
| SWISS    | P35462                                       |
| タンパク質分子量 | 44kDa                                        |
| 輸送条件     | 保冷剤                                          |