

抗ドーパミン受容体D3（Drd3）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35462

商品番号: CM0008958



前書き

ヒトドーパミン受容体D3（DRD3）を対象とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、ドーパミンシグナル伝達や神経精神疾患に関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ドーパミン受容体D3 (DRD3) ウサギmAb
別名	D3DR; ETM1; FET1; Dopamine Receptor D3 (DRD3)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1814
GeneID	1814
免疫原	合成ペプチド ヒトドーパミン受容体D3 (DRD3) (P35462)のアミノ酸1~100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35462
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋梱包