


抗ドーパミントランスポーター/Slc6A3ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - Q01959

商品番号: CM0014814



前書き

ヒトドーパミントランスポーター/SLC6A3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学およびトランスポーター研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Dopamine Transporter/SLC6A3 Rabbit pAb
備考/別名	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Dopamine Transporter/SLC6A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6531
GeneID	6531
免疫原	ヒトドーパミントランスポーター/SLC6A3 (NP_001035.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01959
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスバッグ