

Wb、If/Icc、Elisa用 抗ダブルコルチン ポリクローナル抗体 - O43602

商品番号: CM0014969



前書き

ヒトダブルコルチン（DCX）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経細胞移動および皮質発達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ダブルコルチン ウサギ pAb
備考/別名	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; ダブルコルチン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1641
遺伝子ID	1641
免疫原	ヒトダブルコルチン（NP_835365.1）のアミノ酸265-365に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43602
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ