

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗ダブルコルチン ポリクローナル抗体 - O43602

商品番号: CM0019570



前書き

WB、IF/ICC、IF-

P、ELISA用に検証済みの抗ダブルコルチン ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。組換え免疫原を用いて製造。神経細胞移動および皮質層形成の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ダブルコルチン ウサギ pAb
備考/別名	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1641
GeneID	1641
免疫原	ヒトダブルコルチン (NP_835365.1) のアミノ酸265-365に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43602
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ