

抗Doublecortinウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43602

商品番号: CM0006384



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みのDoublecortinウサギモノクローナル抗体
で、ヒト、マウス、ラットのDoublecortin（41
kDa）を検出します。神経発生および神経遊走の研究
に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Doublecortin Rabbit mAb
別名	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1641
遺伝子ID	1641
免疫原	ヒトDoublecortinのアミノ酸265〜365番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_835365.1）。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43602
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋