

抗Doublecortinウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43602

商品番号: CM0002031



前書き

マウスおよびラットと交差反応性を示し、WBおよびELISAでの使用が検証済みのDoublecortinウサギモノクローナル抗体です。神経細胞遊走および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Doublecortin ウサギmAb
備考/別名	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1641
遺伝子ID	1641
免疫原	合成ペプチド - ヒトDoublecortin (O43602) のアミノ酸1~100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O43602
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	保冷剤