

Wb、Ihc-P、Elisa対応 Anti-Dp1/Tfdp1 ポリクローナル抗体 - Q14186

商品番号: CM0026491



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトDP1/TFDP1（転写因子Dp-1）に対応。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスと交差反応性あり。細胞周期および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DP1/TFDP1 ウサギ pAb
備考/別名	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7027
GeneID	7027
免疫原	ヒトDP1/TFDP1 (NP_009042.1) のアミノ酸1～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14186
タンパク質分子量	45kDa
配送方法	氷袋