

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dp1/Tfdp1ウサギモノクローナル抗体 - Q14186

商品番号: CM0008448



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高性能抗DP1/TFDP1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルと反応。細胞周期および転写研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DP1/TFDP1 ウサギ mAb
備考/別名	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7027
免疫原	ヒトDP1/TFDP1 (Q14186) のアミノ酸311-410に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q14186
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ