

Ihc-PおよびElisa用抗Dp1/Tfdp1ウサギポリクローナル抗体 - Q14186

商品番号: CM0013111



前書き

E2F依存性の細胞周期制御に関与する転写因子、ヒトDP1/TFDP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。

IHC-

PおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。約45 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DP1/TFDP1 ウサギpAb
備考/別名	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7027
免疫原	ヒトDP1/TFDP1のアミノ酸1～290 (NP_009042.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14186
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ