


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Dpep1 ウサギポリクローナル抗体 - P16444

商品番号: CM0025070



前書き

DPEP1

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットとELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスのDPEP1（約46

kDa）を認識します。DPEP1はジペプチドを加水分解し、好中球の接着受容体として機能します。ウサギ由来で、体外診断用および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPEP1 ウサギ pAb
備考/別名	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1800
GeneID	1800
免疫原	ヒトDPEP1 (NP_001121613.1) のアミノ酸17-385に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16444
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ