

Anti-Dpep2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H4A9

商品番号: CM0019441

前書き

ヒトDPEP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット
と反応します。DPEP2は、ロイコトリエン代謝および
炎症シグナル伝達に関与するジペプチダーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPEP2 Rabbit pAb
備考/別名	MBD2; DPEP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64174
GeneID	64174
免疫原	ヒトDPEP2 (NP_071750.1) のアミノ酸400-463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H4A9
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスバッグ