


Anti-Dpf3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92784

商品番号: CM0021590



前書き

ヒトDPF3（BAF45Cとしても知られる）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。クロマチンリモデリングおよび神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPF3 Rabbit pAb
備考/別名	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8110
GeneID	8110
免疫原	ヒトDPF3 (NP_036206.3) のアミノ酸90-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q92784
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスパック