

Wb、Elisa用 Anti-Dph2 ポリクローナル抗体 - Q9Bqc3

商品番号: CM0022095

前書き

ヒトDPH2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスDPH2との交差
反応性を有します。ジフタミド生合成および伸長因子
研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPH2 Rabbit pAb
備考/別名	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1802
GeneID	1802
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDPH2 (NP_001375.2)のアミノ酸120-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BQC3
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ