

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dpm1 ウサギポリクローナル抗体 - O60762

商品番号: CM0026242

前書き

DPM合成酵素の触媒サブユニットであるDPM1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。N-グリコシル化およびGPIアンカー合成の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPM1 ウサギ pAb
備考/別名	MPDS; CDGIE; DPM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8813
GeneID	8813
免疫原	ヒトDPM1 (NP_003850.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用可能アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60762
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	保冷バッグ