

Wb、Elisa用抗Dpp3ポリクローナル抗体 - Q9Ny33

商品番号: CM0017247



前書き

組換えタンパク質で免疫したウサギ由来ヒトDPP3に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。ペプチド分解におけるジペプチジルペプチダーゼIIIの機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPP3 ウサギ pAb
略称/別名	DPPIII; DPP3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10072
GeneID	10072
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDPP3 (NP_569710.2) のアミノ酸1-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NY33
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷剤