

WbおよびElisa用 抗Dpp3 ウサギ モノクローナル抗体 - Q9Ny33

商品番号: CM0006030



前書き

ヒトDPP3に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのDPP3を検出します。生物活性ペプチド分解に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPP3 ウサギ mAb
備考/別名	DPPIII; DPP3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10072
遺伝子ID	10072
免疫原	合成ペプチド：ヒトDPP3（Q9NY33）のアミノ酸638-737に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NY33
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷剤