

## WbおよびElisa用 Anti-Dpp8 ポリクローナル抗体 - Q6V1X1

商品番号: CM0026402



### 前書き

ヒトDPP8を標的とするウサギポリクローナル抗体で、N末端領域（アミノ酸10-230）に対して作製されました。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。パイロトーシスおよびインフラマソーム研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名        | DPP8 ウサギ pAb                                                |
| 備考/別名      | DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8 |
| 種          | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 54878                                                       |
| 免疫原        | ヒトDPP8 (NP_932065.1) のアミノ酸10-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。       |
| 由来         | ウサギ                                                         |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                   |
| 適用         | WB, ELISA                                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS      | Q6V1X1                                                      |
| タンパク質分子量   | 103 kDa                                                     |
| 発送         | 保冷バッグ                                                       |