

Wb、Elisa用 抗Dppa2ポリクローナル抗体 - Q7Z7J5

商品番号: CM0015063

前書き

DPPA2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性あり。多能性および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPPA2 ウサギ pAb
備考/別名	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	151871
GeneID	151871
免疫原	ヒトDPPA2 (NP_620170.3) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z7J5
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ