

## WbおよびElisa用Anti-Dppa3/Stellaポリクローナル抗体 - Q8Qzy3

商品番号: CM0019760



### 前書き

WBおよびELISA用、DPPA3/Stellaを標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットのStellaを認識します。初期胚におけるエピジェネティック再プログラミングおよび母系DNAメチル化保護の重要な制御因子です。発生生物学に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                 |
|------------|-----------------------------------|
| 製品名        | Stella Rabbit pAb                 |
| 備考/別名      | PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik |
| 種          | マウス                               |
| 遺伝子ID (ヒト) | 73708                             |
| 免疫原        | ヒトStella (aa 1-150)を含む組換え融合タンパク質  |
| ソース        | ウサギ                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                         |
| アプリケーション   | WB, ELISA                         |
| 交差反応性      | マウス, ラット                          |
| SWISS      | Q8QZY3                            |
| タンパク質分子量   | 18kDa                             |
| 配送         | アイスバッグ                            |