

Dpydに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q12882

商品番号: CM0023985

前書き

DPYDに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。ピリミジン分解経路および5-フルオロウラシル代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPYD Rabbit pAb
別名	DHP; DPD; DYPD; DHPDHASE; DPYD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1806
GeneID	1806
免疫原	ヒトDPYD（NP_000101.2）のアミノ酸1-173番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12882
タンパク質分子量	111kDa
配送方法	保冷剤