


Wb、Elisa用抗Dpysポリクローナル抗体 - Q14117

商品番号: CM0025780



前書き

ヒトDPYS（ジヒドロピリミジナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ピリミジン代謝および関連疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPYS Rabbit pAb
備考/別名	DHP; DHPase; DPYS
種	ヒト
GeneID (human)	1807
免疫原	ヒトDPYS (NP_001376.1) のアミノ酸250-519に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q14117
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ