

Wb、Elisa用 抗Dpysl3 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q14195

商品番号: CM0016730



前書き

ヒトDPYSL3（CRMP-4）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、マウスおよびラットと交差反応性あり。軸索誘導および細胞骨格研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPYSL3 ウサギ pAb
備考/別名	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
種	ヒト
GeneID	1809
免疫原	ヒトDPYSL3（NP_001378.1）のアミノ酸440-520に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14195
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ