

Wb・Elisa用抗Dr1ウサギポリクローナル抗体 - Q01658

商品番号: CM0028458



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗DR1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のDR1（NC2/NC2-beta）を検出し、転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DR1 Rabbit pAb
別名	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1810
GeneID	1810
免疫原	ヒトDR1（NP_001929.1）のアミノ酸1-176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01658
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷剤