

Fc、Elisa用抗Dr4ウサギモノクローナル抗体 - O00220

商品番号: CM0007533



前書き

ヒトDR4（TNFRSF10A/TRAIL-R1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）およびELISAで検証済み。組換え免疫原（aa 124-232）により特異性を保証。アポトーシスおよびがん研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DR4 Rabbit mAb
備考/別名	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; TNF receptor superfamily member 10a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8797
免疫原	ヒトDR4（NP_003835.3）のアミノ酸124-232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00220
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋