


Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O14763

商品番号: CM0015161



前書き

DR5/TRAILR2/TNFRSF10Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。TRAIL誘導性アポトーシスの重要な媒介因子であるヒト死滅受容体5（Death Receptor 5）に特異的です。アポトーシスやがん研究に最適です。分子量48kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B Rabbit pAb
備考/別名	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8795
GeneID	8795
免疫原	ヒトDR5/TRAILR2/TNFRSF10B (NP_003833.4) のアミノ酸260-440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14763
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋