

WbおよびElisa用 Anti-Drap1 ポリクローナル抗体 - Q14919

商品番号: CM0024160



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのDRAP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの転写共抑制因子DRAP1に反応します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRAP1 ウサギ pAb
備考/別名	NC2-alpha; DRAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10589
GeneID	10589
免疫原	ヒトDRAP1 (NP_006433.2) のアミノ酸50-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14919
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ