

Wb・Elisa用 抗Drd1 ウサギポリクローナル抗体 - P21728

商品番号: CM0028119



前書き

ヒトDRD1（ドーパミンD1受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適用可能で、ラットと交差反応性を示します。神経科学およびGPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRD1 Rabbit pAb
備考/別名	DADR; DRD1A; DRD1
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	1812
GeneID	1812
免疫原	ヒトDRD1 (NP_000785.1) のアミノ酸338～446番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P21728
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	氷袋梱包