


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Drd4ポリクローナル抗体 - P21917

商品番号: CM0013637



前書き

ヒトDRD4のアミノ酸100～200内に存在する合成ペプチドを用いてウサギで作製した抗DRD4ポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとも交差反応します。神経科学および行動研究におけるドーパミンD4受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRD4ウサギpAb
備考／別名	D4DR; DRD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1815
遺伝子ID	1815
免疫原	合成ペプチド ヒトDRD4 (NP_000788.2) のアミノ酸100～200内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P21917
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ