

WbおよびElisa用抗Dreb1Bウサギポリクローナル抗体 - P93835

商品番号: CM0020388

前書き

シロイヌナズナDREB1B（CBF1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。低温ストレス転写因子および凍結耐性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DREB1BウサギpAb
備考／別名	ATCBF1; C-repeat/DRE binding factor 1; DRE BINDING PROTEIN 1B; DREB1B; T30C3.11; TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR CBF1
種	シロイヌナズナ
GeneID	828653
免疫原	シロイヌナズナDREB1B（NP_567721.1）のアミノ酸50～150に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ
SWISS	P93835
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ