


Wb、Elisa用 抗Drg1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y295

商品番号: CM0026093



前書き

ヒトDRG1

(NEDD3)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットの相同体と交差反応性あり。GTP加水分解、微小管重合、および有糸分裂紡錘体形成に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRG1 ウサギ pAb
備考/別名	NEDD3; DRG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4733
遺伝子ID	4733
免疫原	ヒトDRG1 (NP_004138.1)のアミノ酸158-367に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y295
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ