

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Droshaウサギモノクローナル抗体 - Q9Nrr4

商品番号: CM0003561



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みの高品質な抗DROSHAウサギモノクローナル抗体。miRNA生合成研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DROSHA ウサギ mAb
備考/別名	RN3; ETOHI2; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29102
GeneID	29102
免疫原	合成ペプチド: ヒトDROSHA (Q9NRR4) のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRR4
タンパク質分子量	159kDa
発送	保冷バッグ