


Anti-Drp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O00429

商品番号: CM0007079



前書き

WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISA用に検証済みのAnti-DRP1ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、サルと交差反応します。ダイナミン様タンパク質1を標的とし、ミトコンドリア分裂およびニューロンの生存に重要です。細胞生物学および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRP1 Rabbit mAb
備考/別名	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10059
GeneID	10059
免疫原	ヒト DRP1 (NP_036192.2) のアミノ酸561-670内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	O00429
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋