


抗Drp1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - O00429

商品番号: CM0018996



前書き

ヒトDRP1（ダイナミン1様タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対応しています。免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸437-736領域）です。マウス、ラットと交差反応性があります。ミトコンドリア分裂、アポトーシス、神経学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DRP1 Rabbit pAb
備考／別名	DLPI; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10059
遺伝子ID	10059
免疫原	ヒトDNM1L (NP_036192.2)のアミノ酸437-736番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00429
タンパク質分子量	82kDa
発送方法	氷袋